

Fiche à remettre au laboratoire avec les échantillons

NOM de Naissance : 1^{er} PRENOM de Naissance :

NOM utilisé : PRENOM utilisé :

Lieu de Naissance : Liste des prénoms de Naissance :

DATE de Naissance : SEXE :

Préconisations de recueil

COMPTE D'ADDIS

Ce recueil s'effectue sur la totalité des urines recueillies sur **3 heures**.

3 heures avant le lever habituel :

- Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
- Boire un grand verre d'eau.
- Noter la date et l'heure sur le flacon fourni par le laboratoire.
- Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.



3 heures après (le plus exactement possible) :

- Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des urines.
- Noter l'heure sur le flacon.

NB : Dans l'intervalle des 3 heures, toutes les urines doivent être récupérées dans le flacon.

URINES DE 24 HEURES

Choisir le jour et l'heure H de début de recueil.

Ce jour-là, à cette heure H précise, vider la totalité de la vessie dans les toilettes.

Reporter cette heure H de début sur cette fiche.

A partir de ce moment-là, pendant les 24 heures suivantes, recueillir dans le flacon fourni par le laboratoire, toutes les urines de la journée et de la nuit, y compris celles du lendemain heure H.



Exemple : le dimanche matin à 8 heures, uriner dans les toilettes – noter l'heure H = 8H sur cette fiche – ensuite, recueillir les urines dans le flacon, toute la journée et toute la nuit, y compris celles du lundi matin, 8 heures (heure H).

Identifiez les échantillons avec vos nom, prénom et date de naissance ou étiquettes à N° unique

Merci de renseigner les informations ci-dessous

Date / heure du recueil :
.....

Volume des urines :
.....

Température de conservation avant dépose :

- ambiante
- réfrigérée

Motif du bilan / Contexte clinique :
.....
.....
.....
.....

Conditions de conservation et d'acheminement au laboratoire

Analyse	Acheminement à température ambiante (15-25°C)	Conservation avant dépose
Compte d'Addis	Dans les plus brefs délais - Optimal < 2H	Possible jusqu'à 12 heures à température ambiante
Urines de 24h	Dans les plus brefs délais : - Optimal < 48H - En cas de glycosurie (recherche de sucre) < 8H	-

Ne jamais identifier les flacons avant d'avoir effectué le prélèvement. Identifier avant de sortir de la salle de prélèvement : les prélèvements, la fiche de suivi médical selon l'instruction [IT-MU0-005 « Identification des patients et des prélèvements »](#).

Regrouper l'ensemble (prélèvements + documents) dans un conditionnement unique par patient.