LBM Canarelli-Colonna-Fernandez

Prélèvement nasopharyngé et autres prélèvements ORL – MT-MU3-023-16

NOM de Naissa	nce :				
NOM utilisé :	PRENOM utilisé :	PRENOM utilisé :			
DATE de Naissa	ance : SEXE :	SEXE :			
Lieu naissance	:				
Adresse :					
N° de téléphon	<u>e</u> : <u>Mail :</u>				
	Mode opératoire pour un prélèvement nasopharyngé	Identifiez les			
Conditions	Il est préférable de réaliser le prélèvement avant ou à distance de l'administration	échantillons avec le nom, prénom et			
préalables Choix du matériel	d'antibiotiques. Un écouvillon Dacron et un milieu de transport adapté la biologie moléculaire	date de naissance ou			
		Etiquettes N° unique			
		Merci de			
	Masque chirurgical ou FFP2, gants, sachets de transport.	renseigner les informations			
Réalisation	Insérer l'écouvillon dans une narine, et le pousser délicatement parallèlement	ci-dessous			
du prélèvement	au palais pour atteindre la queue du cornet inférieur (cf. schéma). EN AUCUN CAS NE DEVIER L'ECOUVILLON VERS LE HAUT. Le laisser en place	<u>ID Préleveur</u> :			
P	quelques secondes puis le retirer lentement en lui imprimant un léger mouvement rotatif.				
	En cas d'obstruction nasale, choisir la narine opposée.	Date du			
		<u>recueil</u> :			
	La flèche verte quasi horizontale indique le trajet que doit effectuer l'écouvillon.				
	Cornet inférieur	<u>Heure du</u> <u>recueil</u> :			
	 L'écouvillon est plongé dans le milieu de transport Décharger l'écouvillon puis casser la tige. 	Antibiotiques			
	Refermer de façon étanche le tube de prélèvement afin d'éviter une ouverture durant le transport.	en cours : □ Oui □ Non			
Identification	Identifier les prélèvements et la fiche de suivi médical Selon l'instruction IT-MU0-	Si NON date			
des prélèvements	005 « Identification des patients et des prélèvements par le préleveur ». Regrouper l'ensemble (prélèvements + documents) dans un conditionnement unique par patient.	éventuelle de l'arrêt du			
Renseignements spécifiques pour la recherche de SARS Cov-2 par RT-PCR :					
•	pas de prescription médicale préalable idence du patient : □ Hébergement Individuel □ Hospitalisé	Contexte			
	clinique :				
 □ Résident EHPAD □ Milieu Carcéral □ Autre structure d'hébergement collectif 2/ Le patient est un personnel de santé ou médico-social : □ Oui □ Non 					
3/ Pays de résidence principale : □ France □ Autre :					
4/ Symptômes	□ autre, préciser :				
\Box ce jour ou la veille \Box 2, 3 ou 4 jours \Box 5, 6 ou 7 jours					
_	□ entre 8 et 14 jours □ entre 15 et 28 jours □ plus de 4 semaines				
Echantillon à acheminer le plus rapidement possible à température ambiante (15-25 °C).					

LBM Canarelli-Colonna-Fernandez

Prélèvement nasopharyngé et autres prélèvements ORL - MT-MU3-023-16

NOM de Naissa	ınce:	1er PRENOM de Naissance :		
NOM utilisé :		PRENOM utilisé :		
DATE de Naiss	ance :	SEXE :		
	Mode opératoire pour les autres		Identifiez les échantillons avec	
Conditions préalables	Il est préférable de réaliser le prélèvement avant ou à distance de l'administration d'antibiotiques.		le nom, prénom et date de naissance	
Choix du matériel	Pour le prélèvement bactériologique, le ou Orange en fonction de la taille du site	mycologique: 1 Ecouvillon ESwab Rose de prélèvement	ou Etiquettes N°	
	Consequence of the consequence o		unique Merci de	
	Pour le prélèvement de recherche de C Ecouvillon Aptima®. Choisir l'écouvillon e prélèvement.		renseigner les informations ci-dessous	
	The state of the s		<u>ID Préleveur</u> :	
			<u>Date du</u> <u>recueil</u> :	
Prélèvement oropharyngé	utiliser un abaisse langue pour éviter le atteintes ou en leur absence les piliers du	ver à la périphérie ou sous les fausses r à ce niveau	Heure du recueil :	
Endobuccal	niveau des 2 parois postérieures du phar A la recherche de <i>Candida spp</i> le prélèv	ynx	Antibiotiques en cours :	
	du palais et de la face interne des joues.		□ Oui □ Non Si NON date	
Nez	Frotter avec un écouvillon le tiers inférier l'autre narine avec le même écouvillon.	ur d'une narine. Procéder de même pour	éventuelle de l'arrêt du	
Oreille / conduit auditif	Cas des otites externes : Le condu débris qui l'encombrent sont mis en c Autres cas d'otites : le prélèvement est ré		traitement :	
Oculaire / Larmes / Conjonctival	écouvillon.Si recherche de Chlamydia ou de go	njonctival. s l'angle interne de l'œil à l'aide d'un nocoques au niveau conjonctival prélever	Contexte clinique :	
Traitement de l'échantillon	au niveau de la zone lésée L'écouvillon est plongé dans le milieu de Décharger l'écouvillon puis casser la tige Refermer de façon étanche le tube de pre		□ toux □ autre, préciser :	
Identification des prélèvements	Identifier les prélèvements et la fiche de 005 « Identification des patients et des pr	suivi médical Selon l'instruction IT-MU0-		
Echantillon à acheminer le plus rapidement possible à température ambiante (15-25 °C).				